



CATÁLOGO

MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL

MOD. M-617

Serie M · Cinco modelos
Muñeca y brazo · 240 memorias

VALIDACIÓN CLÍNICA

AAMI / ESH / ISO 81060-2

Norma Universal · European Society of Hypertension

NEB, S.A. de C.V.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México · Agosto 2026



CINCO MODELOS, DOS FAMILIAS

Una misma base técnica

Dos equipos de muñeca y tres de brazo. Los cinco comparten clasificador OMS de seis niveles, 240 memorias divididas en dos usuarios, promedio de las últimas tres tomas, detección de latido irregular y apagado automático a los sesenta segundos. Lo que cambia entre ellos es dónde miden, qué pantalla traen y qué saben hacer de más.



M-670
MUÑECA



M-671
MUÑECA



M-614
BRAZO



M-616
BRAZO



M-617
BRAZO

PRESENTE EN LOS CINCO MODELOS

240

memorias · 2 × 120

6

niveles del indicador
OMS

± 3

mmHg de exactitud

60 s

apagado automático



NEBUCOR

M-670

El más simple de la línea

Se enciende, mide y guarda. No pide fecha ni hora ni configuración alguna. Su pantalla LED de números blancos es la más legible en penumbra de toda la serie, y con 88 gramos es el equipo más ligero del catálogo.

PARA QUIÉN ES

- Adulto mayor que se enreda con los botones
- Quien viaja o necesita una segunda unidad
- Primera compra con presupuesto ajustado

BRAZALETE

12.5 – 21.5 cm

PANTALLA

LED 45 × 45 mm

DIMENSIONES

79 × 66 × 23 mm

RANGO SYS

60 – 230 mmHg

RANGO DIA

40 – 130 mmHg

PULSO

40 – 199 lpm



NEBUCOR

M-671

PARA QUIÉN ES

- Hipertenso diagnosticado que lleva bitácora
- Quien mide mañana y noche todos los días
- Paciente que reporta a su médico cada mes

El de muñeca que sí lleva la cuenta

Mismo formato compacto, pero cada medición queda registrada con su fecha y su hora. Es el equipo que permite llegar a consulta con una bitácora real sin cargar un aparato de mesa.

BRAZALETE

12.5 – 21.5 cm

PANTALLA

LCD 44 × 43 mm

DIMENSIONES

79 × 67.6 × 22.6 mm

RANGO SYS

60 – 230 mmHg

RANGO DIA

40 – 130 mmHg

FECHA Y HORA

Sí



NEBUCOR

M-614

Avisa si el brazalete quedó mal puesto

Antes de entregar un número, verifica que el brazalete esté bien colocado. Es la diferencia entre una cifra confiable y una alta por técnica. Su rango diastólico llega hasta 220 mmHg, el más amplio de la serie.

PARA QUIÉN ES

- Quien se lo pone solo y no tiene quien lo ayude
- Adulto mayor que vive solo
- Paciente con cifras altas que otros equipos no leen

BRAZALETE

22 – 42 cm

PANTALLA

LCD 78 × 41 mm

DIMENSIONES

114 × 111 × 44 mm

RANGO SYS

60 – 260 mmHg

RANGO DIA

40 – 220 mmHg

VERIFICA BRAZALETE

Sí



NEBUCOR

M-616

PARA QUIÉN ES

- Casa donde se miden dos personas
- Quien tiene la vista cansada
- Uso fijo en recámara o consultorio pequeño

El de buró, con usuarios A y B

Pantalla más alta y números grandes, pensada para vista cansada. Guarda por separado a dos personas, 120 registros cada una, sin que se mezclen las series. Su rango sistólico arranca en 50 mmHg.

BRAZALETE

22 – 42 cm

PANTALLA

LCD 66 × 49.2 mm

DIMENSIONES

123 × 85 × 64 mm

RANGO SYS

50 – 260 mmHg

RANGO DIA

40 – 130 mmHg

USUARIOS

2 independientes

VALIDACIÓN CLÍNICA

AAMI / ESH / ISO 81060-2

Norma Universal · European Society of Hypertension



NEBUCOR

M-617

Habla, se conecta y verifica

El tope de gama y el único de la línea que hace las tres cosas: lee el resultado en voz alta en tres niveles de volumen, lo transmite por Bluetooth a la aplicación del celular y confirma la colocación del brazalete antes de medir.

PARA QUIÉN ES

- Adulto mayor con vista cansada o cataratas
- Quien vive lejos de sus hijos y les reporta
- Paciente en control estrecho con su médico

BRAZALETE

22 – 42 cm

PANTALLA

LCD 56 × 85 mm

DIMENSIONES

121 × 109 × 52 mm

RANGO SYS

60 – 230 mmHg

RANGO DIA

40 – 130 mmHg

FUNCIÓN DE VOZ

3 niveles

LO QUE VE EL PACIENTE

El empaque

Cada caja declara al frente lo que el equipo hace, con la misma nomenclatura que usted encontrará en el manual y en este catálogo. El paciente compra informado y llega a su consulta sabiendo qué trae en la mano.



M-614
BRAZO



M-670
MUÑECA



M-617
BRAZO

Artes de empaque vigentes. Las fotografías son ilustrativas.

TODO JUNTO

Los cinco, lado a lado

	M-670	M-671	M-614	M-616	M-617
Dónde mide	Muñeca	Muñeca	Brazo	Brazo	Brazo
Brazalete	12.5–21.5	12.5–21.5	22–42 cm	22–42 cm	22–42 cm
Pantalla	LED	LCD	LCD 78×41	LCD 66×49	LCD 56×85
Peso	88 g	106.8 g	147 g	164 g	214 g
Pilas	2 × AAA	2 × AAA	3 × AA	3 × AA	3 × AA
Rango SYS	60–230	60–230	60–260	50–260	60–230
Rango DIA	40–130	40–130	40–220	40–130	40–130
Memorias	240	240	240	240	240
Fecha y hora	—	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Verifica brazalete	—	—	SÍ	—	SÍ
Función de voz	—	—	—	—	SÍ
Bluetooth	—	—	—	—	SÍ

Ningún modelo incluye cable USB-C ni adaptador de corriente. Los equipos de brazo admiten adaptador de CA de 120–240 V con salida de 5 V CC, 1 A, que se adquiere por separado.



REGISTROS SANITARIOS

Autorizados por COFEPRIS

2118E2025 SSA

Monitor de Presión Nebucor M-61 — brazo · Clase I

Vigente al 05 nov 2030

2119E2025 SSA

Monitor de Presión Nebucor M-67 — muñeca · Clase I

Vigente al 05 nov 2030

CONTACTO

NEB, S.A. de C.V.

Autopista México–Querétaro Km. 40, Zona Industrial Xhala
C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Conmutador (55) 5870-4444

Área comercial (55) 5870-6767

nebucor.com.mx

Nebucor® — Marca registrada. Producto de venta libre. Las imágenes son ilustrativas. La información de este catálogo es de apoyo comercial y no sustituye el criterio del profesional de la salud ni el instructivo del equipo. El indicador OMS y la detección de latido irregular orientan, no diagnostican.