



CATÁLOGO

NEBULIZADORES DE COMPRESOR

Cuatro modelos · Serie P
Fabricados en México

RECOMENDADOS POR

Asociación Mexicana de Pediatría
Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax

NEB, S.A. de C.V.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México · Agosto 2026



CUATRO MODELOS, UN MISMO MOTOR

Lo que cambia es el formato

Los cuatro comparten el mismo microcompresor, la misma ampolla nebulizadora y el mismo juego de accesorios. Lo que cambia entre ellos es el cuerpo: de mesa con compartimiento, compacto para viajar, de un solo botón o con carcasa infantil.

**P-100****P-102****P-103****P-105**

IGUAL EN LOS CUATRO MODELOS

20–24

psi de presión de salida

70 W

de consumo

4

filtros incluidos

2

mascarillas por caja

REGISTRO SANITARIO

2279E2009 SSA

Clase II



NEBUCOR

P-100

El de la casa donde se nebuliza seguido

Formato de mesa con compartimiento para guardar mascarillas, manguera y ampolla dentro del propio equipo. Todo viaja junto y nada se pierde entre una crisis y la siguiente. Es el modelo con más presencia en el mercado mexicano.

PARA QUIÉN ES

- Familia con más de un paciente en tratamiento
- Casa donde el equipo se usa varias veces al mes
- Quien quiere todo guardado en un solo lugar

FORMATO

De mesa con compartimiento 20 – 24 psi

PRESIÓN DE SALIDA

MASCARILLAS

Adulto y pediátrica

CONSUMO

70 W

FILTROS

1 puesto + 3 de repuesto

AMPOLLA

Nebulizadora



NEBUCOR

P-102

PARA QUIÉN ES

- Quien viaja o se queda a dormir fuera
- Paciente que reparte su semana en dos domicilios
- Segunda unidad para la casa de los abuelos

El que cabe en la maleta

Cuerpo tipo concha, más compacto y ligero que el de mesa, sin renunciar al compresor ni a la ampolla. Pensado para quien no puede dejar el tratamiento cuando sale de casa.

FORMATO

Compacto tipo concha

PRESIÓN DE SALIDA

20 – 24 psi

CONSUMO

70 W

AMPOLLA

Nebulizadora

MASCARILLAS

Adulto y pediátrica

FILTROS

1 puesto + 3 de repuesto



NEBUCOR

P-103

Un botón y ya

El más compacto de la línea de mesa y el más simple de operar: se conecta, se llena la ampolla y se presiona una vez. Sin configuraciones, sin pantallas, sin nada que explicar dos veces.

PARA QUIÉN ES

- Primera compra
- Adulto mayor que vive solo
- Consultorio que necesita una unidad de apoyo

FORMATO

De mesa compacto

OPERACIÓN

Un solo botón

PRESIÓN DE SALIDA

20 – 24 psi

AMPOLLA

Nebulizadora

MASCARILLAS

Adulto y pediátrica

FILTROS

1 puesto + 3 de repuesto



NEBUCOR

P-105

PARA QUIÉN ES

- Niño que llora o se resiste al tratamiento
- Consultorio pediátrico
- Familia con tratamiento de control prolongado

Se llama Pecas y cambia la escena

Pecas trae el mismo compresor y la misma ampolla que el resto de la línea, en forma de perro. No es un juguete con nebulizador adentro: es un nebulizador con una carcasa que cambia por completo la escena de las nueve de la noche.

FORMATO

Diseño infantil

PRESIÓN DE SALIDA

20 – 24 psi

CONSUMO

70 W

AMPOLLA

Nebulizadora

MASCARILLAS

Adulto y pediátrica

FILTROS

1 puesto + 3 de repuesto

LA PIEZA QUE DEFINE EL TRATAMIENTO

La ampolla nebulizadora

El compresor entrega presión; la ampolla decide el tamaño de la gota. Es la pieza que determina hasta dónde llega el medicamento dentro del pulmón, y es la misma en los cuatro modelos de la línea.



CÓMO FUNCIONA

01 Efecto venturi

El aire comprimido pasa a gran velocidad por un estrechamiento y arrastra el líquido de la cámara.

02 Fragmentación

El chorro rompe el líquido en gotas de todos los tamaños.

03 Deflectores

Las gotas grandes chocan contra los deflectores y regresan a la cámara. Solo las finas salen hacia el paciente.

El rango respirable de 1 a 5 μm es el que atraviesa la carina y alcanza el árbol bronquial. Dentro de ese rango, el tamaño óptimo depende del fármaco que se administre.

ACCESORIOS AUTORIZADOS

Todo lo que necesita, desde el primer día

El contenido de la caja está declarado en el registro sanitario. No hay que comprar nada aparte para empezar el tratamiento.

Mascarilla para adulto

1 PIEZA

Para paciente que ya coopera con la respiración.

**Mascarilla pediátrica**

1 PIEZA

Talla infantil, con el sellado que la dosis necesita.

Manguera

1 PIEZA

Conecta el compresor con la ampolla. No se lava por dentro.

**Ampolla nebulizadora**

1 PIEZA

La pieza que define el tamaño de gota. Es consumible.

**Filtros**

4 PIEZAS

Uno colocado en el equipo y tres de repuesto. Se cambian cuando se ven grises.



LO QUE VE EL PACIENTE

El respaldo, impreso en la caja

El distintivo de ambas asociaciones aparece impreso en el empaque de la línea respiratoria y se ha mantenido a través de sucesivos rediseños de la marca. Viaja en cada unidad que sale de la planta.



Nebulizador Compresor Nebucor, modelo P-100. Empaque de línea.



Nebulizador Compresor Nebucor, modelo P-105 pediátrico. Empaque de línea.

Modelos P-100 y P-105 · empaques de línea



REGISTRO SANITARIO

Autorizado por COFEPRIS

2279E2009 SSA

MODELOS EN COMERCIALIZACIÓN

P-100

P-102

P-103

P-105

El registro ampara además los modelos P-101, P-104, P-106 y P-107.

CONTACTO

NEB, S.A. de C.V.

Autopista México-Querétaro Km. 40, Col. Parque Industrial Xhala
C.P. 54714, Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Conmutador (55) 5870-4444

Área comercial (55) 5870-6767

nebucor.com.mx

Nebucor® — Marca registrada. Producto de venta libre. Las imágenes son ilustrativas. La información de este catálogo es de apoyo comercial y no sustituye el criterio del profesional de la salud ni el instructivo del equipo.